



HA-FILLER®

Face-
shaping

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ФСЗ 2012/13288



medical
A E S T H E T I C S

ОСОБЕННОСТИ SAX-HA™

ПРЕИМУЩЕСТВА HAFILLER

ЛИНЕЙКИ

HAFILLER Fine Lines

HAFILLER Derm

HAFILLER Derm Deep

HAFILLER Dermц Plus

HAFILLER Sub Skin

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

КОНТАКТЫ

HA FILLER[®]

сочетает в себе свойства бифазного и монофазного геля

5 видов продукта

одинаковая концентрация 24 мг/мл

различные диапазоны размеров частиц у каждого филлера



SAX-HATM

(Self-Association Cross-Linking (X) Hyaluronic Acid) –

собственная
запатентованная
производственная
технология получения
гиалуроновой кислоты.

Особенности SAX-HA™:

- Тщательно удаленные остатки сшивающего агента (BDDE) и уменьшение количества побочных реакций.
- Стабильный гель с уменьшенным смещением.
- Естественный и продолжительный эффект придания формы (7-18

Клинические испытания проведены в ведущих медицинских учреждениях:

- Центральный Научно-Исследовательский
- Институт Стоматологии и Челюстно-Лицевой Хирургии, г. Москва
- Центральная Клиническая Больница
- Российской Академии Наук, г. Москва
- Институт Хирургии имени А. В. Вишневского, г. Москва



Преимущества

- ГОМОГЕННОСТЬ
- ПЛАСТИЧНОСТЬ
- ТЕКУЧЕСТЬ
- ЛЕГКОЕ ВВЕДЕНИЕ
- РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- БИОДЕГРАДАЦИЯ
- СПОСОБНОСТЬ ДЕРЖАТЬ ЗАДАННУЮ ФОРМУ
- ВЫСОКАЯ ВОЛЮМИЗИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ

HAFILLER

представляет собой стерильный, изотонический, апирогенный, вязкоэластичный прозрачный гель, изготовленный

из высокоочищенной стабилизированной гиалуроновой кислоты неживотного происхождения с тройными поперечными сшивками.



HAFILLER

Fine Lines



Форма выпуска:

1 мл и 2 мл



Размер частиц:

100-150 мкм



Эффект:

от 7 до 8 месяцев

Назначение: коррекция очень тонких морщин, морщины вокруг глаз, «гусиные лапки», морщины вокруг контура рта, увеличение губ, биоармирование.

Глубина введения: вводится иглой 27G-30G в поверхностный слой дермы.

HAFILLER

Derm



Форма выпуска:

1 мл и 2 мл



Размер частиц:

150-280 мкм



Эффекта:

от 8 до 10 месяцев

Назначение: коррекция средних морщин, кожных складок и красной каймы губ, увеличение губ.

Глубина введения: вводится иглой 27G в средний слой дермы.

HAFILLER Derm Deep



Форма выпуска:

1 мл и 2 мл



Размер частиц:

280-500 мкм



Эффект:

от 10 до 12 месяцев



Назначение: для заполнения средних и глубоких морщин, увеличения объема губ, щек. Глубина введения: вводится иглой 26G-27G в глубокие слои дермы.

HAFILLER Derm Plus



Форма выпуска:

1,5 мл



Размер частиц:

500-1250 мкм



Эффект:

от 12 до 14 месяцев



Назначение: предназначен для заполнения глубоких морщин, восстановления и формирования объема, щек, скул и подбородка.

Глубина введения: вводится иглой 24G-25G или канюлей через разрез в глубокие слои дермы.

HAFILLER Sub Skin



Форма выпуска:
2 мл



Размер частиц:
1250-2000 мкм



Эффект:
от 13 до 16 месяцев

Назначение: предназначен для формирования объема, коррекции овала лица, увеличения щек, подбородка, реставрации и изменения формы носа, применяется для

компенсации потери объема при возрастных изменениях кожи.



Надежный партнер

25+ ЛЕТ

С 1995 года компания Jingjia Medical занимается разработкой технологии и продуктов с гиалуронатом натрия.

40+ ЭКСПОРТ

Продукция экспортируется в более чем 40 стран и регионов Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и т.д.

60+ СОТРУДНИКОВ В НАУКЕ

Основная научно-исследовательская команда из более чем 60 человек занимается материаловедением, биомедицинской инженерией, исследованиями и разработками в области молекулярной биологии и другими междисциплинарными профессиональными знаниями.

25+ ПАТЕНТОВ

Jingjia Medical обладает сертификатом на патент США на изобретение и рядом патентов на изобретения в Китае



Национальное высокотехнологичное предприятие в Китае, объединяющее исследования и разработки, производство и продажу биомедицинских материалов.

Интеграция производства, маркетинга и исследований входит в топ-10 в мире.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

MG MEDICAL AESTHETICS


115142, г. Москва, ул. Коломенская, д. 9, стр. 4, этаж 2, оф. 10

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ НАМ!

MG MEDICAL AESTHETICS

 INFO@MGMEDICAL.RU

 MGMEDICAL.RU

 +7 (495) 235-35-35